



KONICA MINOLTA

IMAGEPILOT

IMAGERIE MÉDICALE

▀ Gestion des Informations patient

Le serveur ImagePilot peut gérer plus de 200 000 patients. A partir d'un patient déjà enregistré, les utilisateurs peuvent acquérir de nouveaux clichés ou revoir des examens précédents.

▀ Prévisualisation rapide

Le traitement automatique des clichés produit des images optimisées.

▀ Mise en page pour impression composée



ImagePilot dispose d'un mode de mise en page pour l'impression. Utilisez ce mode pour imprimer plusieurs images sur un unique film ou papier.

▀ Visionnage par Internet

De chez vous ou bien sur un autre lieu d'activité professionnelle, vous pouvez visionner les images sur votre serveur ImagePilot via le VPN

on your ImagePilot server via VPN.




▀ Visionnage multifonctionnel



ImagePilot dispose de près de 100 caractéristiques et fonctions : Annotation, Ajustement (Indice cardiaque / Distance / Angle / Rectangle TC / Analyse du pelvis, etc), Outils image.

▀ Visionnage par Internet

Afin de partager facilement les données patient avec d'autres cliniques, hôpitaux ou clients, ImagePilot peut créer un CD/DVD PDI incluant une visionneuse DICOM.



Console Image Pilot

CE 0197

Console d'acquisition, modèle Image Pilot
Mis sur le marché en mai 2011

Fabriquant : Konica Minolta Medical & Graphic, INC.

Organisme certificateur : TÜV Rheinland Product Safety GmbH

Classification : Classe IIa, 93/42/EEC

Destination : Dispositif médical d'acquisition d'image radiologique

Instruction : Lire attentivement la notice

Cette brochure est destinée uniquement aux professionnels de la santé