RAD SERIES E+









Rad Series E+ est une salle os/poumons polyvalente pour la réalisation des radiographies o aux pieds. Les clichés peuvent être effectués directement sur la table, mais aussi sur un brai









CONFORT D'UTILISATION

Le plateau flottant quatre directions de la table est constitué de matériaux à faible absorption < 1.0 mm AI eq.

Sa largeur est adaptée au positionnement des patients jusqu'à 200 kg.





La version à hauteur variable permet d'ajuster l'accès du plateau de table au brancard pour le transfert de patient.



Le Potter mural se déplace verticalement de 150 cm pour réaliser des examens de l'ensemble du squelette.

En configuration asservie, les mouvements du tube sont synchronisés au déplacement vertical du Potter mural, et, le cas échéant de la table.

Un Potter basculant est disponible en option pour les dichés d'extrémités.



POSITIONNEMENT


la colonne porte-tube et son couverture sous rayons X qui rend déplacement sur rail offrent une horizontales. possible les expositions verticales et L'ensemble des mouvements de

plus nécessaire. de patient sur la table ne soit alors implantation, pour que le transfert sur brancard en fonction de son autorise la prise de clichés en direct La rotation de la colonne de +/-180°





nombreux types d'examens. électromagnétiques, assurent le radiogène, contrôlées par freins Les rotations de l'ensemble positionnement pour réaliser de







DISTANCE FOCALE

DÉBATTEMENTVERTICAL



ROTATIONS



INCIDENCES



BRAS TÉLESCOPIQUE



D2RS Imagerie Dynamique



XTREME Salle Os-Poumons



Movix Series DREAM Mobile de Radiologie



OMNISCOP DREAM-S
Arceau chirurgical





Siège Social : 10, rue Jean Moulin Z.I. du Bayon - 42150 La Ricamarie - FRANCE Tél. + 33 4 77 47 81 60 - Fax + 33 4 77 37 55 19 contact@stephanix.com

www.stephanix.com